

# 製品名：エクルーシス プレチコントロール 骨・貧血マーカー

キットロット番号：252058

使用期限：2018.08

(V1 ロット番号：247116)

(V2 ロット番号：247117)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール V1				プレチコントロール V2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
フェリチン(FERR)	252317 275871	141	9.87	111	- 171	852	59.6	673	- 1031	ng/mL
	308327	146	10.2	115	- 177	852	59.6	673	- 1031	ng/mL
	349472	150	10.5	119	- 182	852	59.6	673	- 1031	ng/mL
ビタミンB <sub>12</sub> II (B12 II)	273912 330946	476	52.4	319	- 633	866	113	528	- 1204	pg/mL
		351	38.6	235	- 467	639	83.1	390	- 888	pmol/L
葉酸IV (FOL)	265752 319846	3.88	0.582	2.13	- 5.63	9.57	0.861	6.99	- 12.2	ng/mL
		8.81	1.32	4.85	- 12.8	21.7	1.95	15.8	- 27.6	nmol/L
オステオカルシン (OSTEOC)	282947 340133	20.5	1.64	15.6	- 25.4	99.0	7.92	75.2	- 123	ng/mL
		19.1	1.53	14.5	- 23.7	99.0	7.92	75.2	- 123	ng/mL
β-CTx	230517 289773	0.310	0.0279	0.226	- 0.394	0.793	0.0714	0.579	- 1.01	ng/mL
PTH	220435 260534	49.6	4.46	36.2	- 63.0	174	13.9	132	- 216	pg/mL
	302620	45.8	4.12	33.4	- 58.2	162	13.0	123	- 201	pg/mL
	343309	45.5	4.10	33.2	- 57.8	160	12.8	122	- 198	pg/mL
PTH STAT	220435	36.6	3.29	26.7	- 46.5	147	11.8	112	- 182	pg/mL
	260534	37.5	3.38	27.4	- 47.6	147	11.8	112	- 182	pg/mL
	302620	36.3	3.27	26.5	- 46.1	133	10.6	101	- 165	pg/mL
	343309	35.6	3.20	26.0	- 45.2	132	10.6	100	- 164	pg/mL
whole-PTH	260169 282951 329972	41.3	3.72	30.1	- 52.5	120	9.60	91.2	- 149	pg/mL
total PINP	250391 296710 336076	30.3	2.42	23.0	- 37.6	187	15.0	142	- 232	ng/mL
カルシトニン(hCT)	257096 313329 337582	9.10	0.637	7.19	- 11.0	87.1	6.10	68.8	- 105	pg/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社