

製品名：エクルーシス プレチコントロール U

キットロット番号：258360 使用期限：2019.09

(U1ロット番号：249617)

(U2ロット番号：249618)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール U1				プレチコントロール U2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
TSH	226387 283556 331814	1.38	0.0828	1.13	1.63	8.21	0.411	6.98	9.44	μIU/mL
T4II	287093	87.6	6.13	69.2	106	137	9.59	108	166	nmol/L
		6.81	0.477	5.38	8.24	10.6	0.742	8.37	12.8	μg/dL
FT4II	265662 303203	14.7	0.735	12.5	16.9	41.5	2.08	35.3	47.7	pmol/L
		1.14	0.0570	0.969	1.31	3.22	0.161	2.74	3.70	ng/dL
FT4III	304694 331807	14.4	0.720	12.2	16.6	39.8	1.99	33.8	45.8	pmol/L
		1.12	0.0560	0.952	1.29	3.09	0.155	2.63	3.55	ng/dL
T3	238164 291614	2.28	0.160	1.80	2.76	5.15	0.412	3.91	6.39	nmol/L
		1.48	0.104	1.17	1.79	3.35	0.268	2.55	4.15	ng/mL
FT3III	226810 257824 277939 314824	5.45	0.327	4.47	6.43	24.1	1.45	19.8	28.4	pmol/L
		3.55	0.213	2.91	4.19	15.7	0.942	12.9	18.5	pg/mL
TgII(TGII)	272564 296654	24.8	2.23	18.1	31.5	84.3	7.59	61.5	107	ng/mL
	322123	23.2	2.09	16.9	29.5	84.3	7.59	61.5	107	ng/mL
	340591	26.2	2.36	19.1	33.3	84.3	7.59	61.5	107	ng/mL
E2IV	252576 284396 319820	99.7	9.97	69.8	130	488	48.8	342	634	pg/mL
テストステロンII(TESTO)	232980 278982 325891	6.12	0.612	4.28	7.96	2.61	0.261	1.83	3.39	ng/mL
	326953	6.12	0.612	4.28	7.96	2.44	0.244	1.71	3.17	ng/mL
プロゲステロンIII(PROG)	257329 284326 329417	8.57	0.600	6.77	10.4	17.4	1.22	13.7	21.1	ng/mL
プロラクチンIII(PRL)	250443 293123	226	15.8	179	273	799	55.9	631	967	μIU/mL
		10.6	0.742	8.37	12.8	37.6	2.63	29.7	45.5	ng/mL
LH	233787 295183 329438	10.5	0.735	8.30	12.7	50.8	3.56	40.1	61.5	mIU/mL
FSHII	227455 280753 315789	18.9	1.89	13.2	24.6	47.0	4.70	32.9	61.1	mIU/mL

製品名：エクルーシス プレチコントロール U

キットロット番号：258360 使用期限：2019.09

(U1ロット番号：249617)

(U2ロット番号：249618)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール U1				プレチコントロール U2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
コルチゾールⅡ (CORTⅡ)	274546 311836 336133	11.4	0.798	9.01	13.8	26.8	1.88	21.2	32.4	μg/dL
HCGⅡSTAT	248689 319823	5.74	0.631	3.85	7.63	43.1	4.74	28.9	57.3	mIU/mL
HCG+βⅡ	259205 329456	5.32	0.532	3.72	6.92	40.7	4.07	28.5	52.9	mIU/mL
IgE	266135 313192	111	7.77	87.7	134	302	21.1	239	365	IU/mL
インスリン (INSULIN)	215879 269698 315747	25.0	1.75	19.8	30.3	79.1	5.54	62.5	95.7	μU/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

304652-e801-258360-5-白