

# 製品名：エクルーシス 心筋マーカー コントロール III

キットロット番号：264874

使用期限：2019.02

(PC CARD II 1ロット番号：261852)

(PC CARD II 2ロット番号：261853)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

| Test<br>(項目)      | 試薬ロット            | プレチコントロール CARD II 1 |        |                |                | プレチコントロール CARD II 2 |       |                |                | Unit<br>(単位) |
|-------------------|------------------|---------------------|--------|----------------|----------------|---------------------|-------|----------------|----------------|--------------|
|                   |                  | Value<br>(表示値)      | SD     | lower<br>(下限値) | upper<br>(上限値) | Value<br>(表示値)      | SD    | lower<br>(下限値) | upper<br>(上限値) |              |
| CK-MB II          | 222093           | 5.63                | 0.507  | 4.11           | 7.15           | 55.1                | 5.51  | 38.6           | 71.6           | ng/mL        |
|                   | 297071           | 5.63                | 0.507  | 4.11           | 7.15           | 53.3                | 5.33  | 37.3           | 69.3           | ng/mL        |
| CK-MB II STAT     | 222093           | 5.69                | 0.512  | 4.15           | 7.23           | 56.0                | 5.60  | 39.2           | 72.8           | ng/mL        |
|                   | 297071           | 5.44                | 0.490  | 3.97           | 6.91           | 53.3                | 5.33  | 37.3           | 69.3           | ng/mL        |
| ジゴキシン             | 257170<br>304505 | 1.10                | 0.0880 | 0.836          | 1.36           | 2.49                | 0.199 | 1.89           | 3.09           | ng/mL        |
| ミオグロビン II         | 253917<br>327108 | 91.1                | 7.29   | 69.2           | 113            | 1122                | 112   | 785            | 1459           | ng/mL        |
|                   | 282626           | 86.9                | 6.95   | 66.0           | 108            | 1122                | 112   | 785            | 1459           | ng/mL        |
| ミオグロビン II STAT    | 253917           | 88.6                | 7.09   | 67.3           | 110            | 1097                | 110   | 768            | 1426           | ng/mL        |
|                   | 282626           | 85.3                | 6.82   | 64.8           | 106            | 1097                | 110   | 768            | 1426           | ng/mL        |
|                   | 327108           | 88.6                | 7.09   | 67.3           | 110            | 1161                | 116   | 813            | 1509           | ng/mL        |
| NT-proBNP II      | 227854<br>315914 | 133                 | 7.98   | 109            | 157            | 4168                | 250   | 3418           | 4918           | pg/mL        |
| NT-proBNP II STAT | 227854<br>315914 | 149                 | 8.94   | 122            | 176            | 4750                | 285   | 3895           | 5605           | pg/mL        |

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社