

製品名：エクルーシス プレチコントロール HIV-2・Grp O

キット ロット番号：293825

使用期限：2019.02

(PC HIV4 ロット番号:292644)

(PC HIV5 ロット番号:292645)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール HIV 4				プレチコントロール HIV 5				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
A H I V	274026	3.89	0.648	1.95	- 5.84	4.46	0.743	2.23	- 6.69	COI
	264112	3.89	0.648	1.95	- 5.84	4.93	0.822	2.47	- 7.40	COI
	318749	3.89	0.648	1.95	- 5.84	4.89	0.815	2.45	- 7.34	COI
H I V A G	264112 274026 318749	-	-	-	- 0.500	-	-	-	- 0.500	COI
H I V D U O	274026	3.89	0.648	1.95	- 5.84	4.46	0.743	2.23	- 6.69	COI
	264112	3.89	0.648	1.95	- 5.84	4.94	0.823	2.47	- 7.41	COI
	318749	3.89	0.648	1.95	- 5.84	4.89	0.815	2.45	- 7.34	COI

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・プレチコントロール HIV 4、プレチコントロール HIV 5 はHIV抗原の陰性と抗HIV抗体の陽性を確認するためのものです。そのためHIVAGのCOIは表示値表の上限値以下であることをご確認下さい。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社