

# 製品名：エクルーシス プレチコントロール 骨・貧血マーカー

キットロット番号：295574

使用期限：2019.01

(V1 ロット番号：276842)

(V2 ロット番号：276843)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール V1				プレチコントロール V2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
フェリチン(FERR)	252317 275871	143	10.0	113	- 173	867	60.7	685	- 1049	ng/mL
	308327	149	10.4	118	- 180	867	60.7	685	- 1049	ng/mL
	349472	153	10.7	121	- 185	903	63.2	713	- 1093	ng/mL
ビタミンB <sub>12</sub> II (B12 II)	273912	494	54.3	331	- 657	921	120	562	- 1280	pg/mL
	330946	365	40.2	245	- 485	680	88.4	415	- 945	pmol/L
葉酸IV (FOL)	265752	2.85	0.428	1.57	- 4.13	10.8	0.972	7.88	- 13.7	ng/mL
		6.47	0.971	3.56	- 9.38	24.5	2.21	17.9	- 31.1	nmol/L
	319846	3.05	0.458	1.68	- 4.42	11.6	1.04	8.47	- 14.7	ng/mL
		6.92	1.04	3.81	- 10.0	26.3	2.37	19.2	- 33.4	nmol/L
オステオカルシン(OSTEOC)	282947 340133	14.5	1.16	11.0	- 18.0	104	8.32	79.0	- 129	ng/mL
β-CTx	230517 289773	0.321	0.0289	0.234	- 0.408	0.774	0.0697	0.565	- 0.983	ng/mL
PTH	220435 260534 302620 343309	50.2	4.52	36.6	- 63.8	184	14.7	140	- 228	pg/mL
PTH STAT	220435 260534 302620 343309	40.0	3.60	29.2	- 50.8	153	12.2	116	- 190	pg/mL
whole-PTH	260169 282951 329972	40.9	3.68	29.9	- 51.9	126	10.1	95.8	- 156	pg/mL
total PINP	250391 296710 336076	34.4	2.75	26.1	- 42.7	220	17.6	167	- 273	ng/mL
カルシトニン(hCT)	257096 313329 337582	10.1	0.707	7.98	- 12.2	86.9	6.08	68.7	- 105	pg/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

304775-e801-295574-3-白