

製品名：エクルーシス プレチコントロール サイロ センシティブ

ロット番号： 314839

使用期限： 2020.11

(PC TS ロット番号:293197)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	プレチコントロール TS					Unit (単位)
	試薬ロット	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
T G II	272564 296654 340591	1.02	0.0918	0.745	- 1.30	ng/mL
	322123	0.950	0.0855	0.694	- 1.21	ng/mL
T S H	226387 283556 331814	0.165	0.00990	0.135	- 0.195	μ IU/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレータおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社