

製品名：エクルーシス プレチコントロール サイロA b

キット ロット番号：319043

使用期限：2019.06

(PC THYRO1 ロット番号:303822)

(PC THYRO2 ロット番号:303823)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール THYRO 1				プレチコントロール THYRO 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
T R A b	283564 322386	3.94	0.394	2.76	- 5.12	16.6	1.16	13.1	- 20.1	IU/L
A n t i - T g	263881 284598 315811	121	12.1	84.7	- 157	228	22.8	160	- 296	IU/mL
	337584	100	10.0	70.0	- 130	194	19.4	136	- 252	IU/mL
A n t i - T P O	295223 328672 342606	25.0	2.50	17.5	- 32.5	105	7.35	83.0	- 127	IU/mL

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社